


A 811/1
Reservenet
voor het vervangen van het net van de A 810/1



- Net eenvoudig vervangen
- Bijzonder duurzaam

EAN: 4002515676493 / Materiaalnummer: 10283690 / Oud Materiaalnummer: 69502000D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,07