

U 403

Rek

voor het optimaal reinigen van bestek.



- Fijnmazige bodem
- Ook geschikt voor ijsbekers
- Zonder bestekbakken

EAN: 4002515691175 / Materiaalnummer: 10358590 / Oud Materiaalnummer: 67640301D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8164	•
PTD 701	•
Productcategorie	
Bestekrek	•
Rek voor pannen/kommen etc.	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	125
Buitenmaat, nettobreedte in mm	400
Buitenmaat, nettodiepte in mm	400
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	520
Buitenmaat, brutodiepte in mm	620
Nettogewicht in kg	2,00
Brutogewicht in kg	3,00