

E 168

Bestekkokers

voor het optimaal plaatsen van bestek.



- Te gebruiken in bistrorek U 407
- 4 vakken

EAN: 4002515691205 / Materiaalnummer: 10358630 / Oud Materiaalnummer: 67616801D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8164	•
PTD 701	•
Productcategorie	
Inzet voor bestek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Aantal vakken	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	102
Buitenmaat, nettobreedte in mm	230
Buitenmaat, nettdiepte in mm	50
Buitenmaat, brutohoogte in mm	150
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	90
Nettogewicht in kg	0,34
Brutogewicht in kg	0,70