


AW 51
Opvangbak
voor rekken van de 500-serie, passend bij bar/aanrecht.



- Voor het opvangen van druijwater

EAN: 4002515718780 / Materiaalnummer: 10396100 / Oud Materiaalnummer: 67213401D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	25
Buitenmaat, nettobreedte in mm	525
Buitenmaat, nettodiepte in mm	525
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	630
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	3,38