

GS CL 1403 P

Poedervormig reinigingsmiddel, 1,4 kg
voor uitstekende reinigingsresultaten. Met geïntegreerde doseerhulp.

EAN: 4002515773345 / Materiaalnummer: 10528360 /
Oud Materiaalnummer: 21995507EU1



- Met actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat
- Met superenzymen – ook effectief bij wassen op lage temperaturen
- Met glasbescherming tegen glascorrosie
- Zeer zuinig in gebruik – voor tot wel 95 spoelbeurten
- Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen