

ProCare Shine 11 OB - 6 kg

Poedervormig reinigingsmiddel, mild alkalisch, 6 kg

Voor de optimale reiniging van serviesgoed, bestek en glazen.



- Bevat actief zuurstof en fosfaat
- Zeer goede reinigingscapaciteit bij bijv. koffie- en thee-aanslag
- Voor gebruik in professionele afwasautomaten
- Aanbevolen dosering: 20-25 g per spoelgang resp. 2-5 g/l
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional

EAN: 4002515802212 / Materiaalnummer: 10582700 /  
Oud Materiaalnummer: 61911202EU1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Toepassingsmogelijkheden	
Verwijderen van koffie- en theeaanslag	Zeer goed
Verwijderen van zetmeel/eiwit	Zeer goed
Verwijderen van vastgekoekte etensresten	Zeer goed
Verwijderen van ingebrand vet	Zeer goed
Verwijderen van vet	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	20-25 g / 2-5 g/l
Intensiteit van de vervuiling	Sterk
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,0-11,5
Aanbevolen waterbereik in mmol/l	0-0,53
Producteigenschappen	
Mediatype	Mildalkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Bleekmiddel met zuurstof, Fosfaat
Geschikt voor glazen	•
Geschikt voor bestek	•
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor zilver	•
Niet schadelijk voor decoraties	•
Vorkomt corrosie	•
Vorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	214
Buitenmaat, nettobreedte in mm	233
Buitenmaat, nettodiepte in mm	233
Buitenmaat, brutohoogte in mm	214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	233
Buitenmaat, brutodiepte in mm	233
Diameter in mm	233
Vulgewicht in g	6000
Brutogewicht in kg	6
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•