

A 815

Sproeier

voor het optimaal behandelen van hand- en hoekstukken met externe spray.

EAN: 4002515830413 / Materiaalnummer: 10619690 / Oud Materiaalnummer: 68681500D



- Voor gebruik met A 812, A 813 of in bovenrek A105/1
- Bestaande uit 4 tuitjes met siliconen bandjes, lengte ca. 114 mm

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	10
Buitenmaat, nettodiepte in mm	114
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Diameter in mm	10
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,12