

A 832  
 Inspuiter  
 voor het optimaal reinigen van divers spoelgoed.

EAN: 4002515817711 / Materiaalnummer: 10635440 / Oud Materiaalnummer: 69745202D



- Geschikt voor injectorwagens, schroefbaar
- Perfecte reinigingsresultaten dankzij boringen aan de zijkanten

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettodiepte in mm	60
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	3
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01