

A 834

Inspuiter

voor optimaal reinigen van divers spoelgoed, in het bijzonder voor rectoscopen.

EAN: 4002515940709 / Materiaalnummer: 10635650 / Oud Materiaalnummer: 69745403D



- Geschikt voor rectoscopen, trocarhulzen en ander spoelgoed
- Uitgerust met een veer voor de hoogte-afstelling
- Voor perfecte reinigingsresultaten dankzij boringen aan zijkant

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	8
Buitenmaat, nettodiepte in mm	152
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03