

DataDiary

App-gebaseerde procesdocumentatie

voor het eenvoudig en draadloos opstellen van het protocol van PG 858x/9x.



- Onderhoudsarme Plug & Play-oplossing
- Veilige, draadloze gegevensoverdracht via versleutelde WiFi
- Maken van protocollen in pdf-formaat
- Gebruikersidentificatie via user-ID met wachtwoord of NFC-tag
- Incl. toegang tot de app, communicatiemodule en 5 NFC-chipkaarten
- Compatibel vanaf Android 8.0 en iOS 12.4

EAN: 4002515894095 / Materiaalnummer: 10689630 / Oud Materiaalnummer: 68819001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Minimaal vereiste beeldscherm diagonaal eindapparaat in inches	7,00
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van objectglasjes	•
Herverwerking van butyrometers	•
Herverwerking van apothekers/infuusflessen	•
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheeskundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Herverwerking van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	39
Buitenmaat, nettobreedte in mm	88

DataDiary

App-gebaseerde procesdocumentatie

voor het eenvoudig en draadloos opstellen van het protocol van PG 858x/9x.



EAN: 4002515894095 / Materiaalnummer: 10689630 / Oud Materiaalnummer: 68819001D

Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,32

Normen, keur- en kenmerken

CE

•