

CJ Jug 1,0l

Isolatiekan 1,0 l

voor de koffiekan-functie van de Miele-koffiemachines CVA en CM.

EAN: 4002515841990 / Materiaalnummer: 10694310 /  
Oud Materiaalnummer: 29992617EU1



- Wordt direct gezet zonder overschenken van koffieautomaat in kan
- Hoogwaardig glanzend roestvrij staal
- Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel
- Onbreekbaar vacuüm gepompt Toptherm isolatie
- Comfortabel aroma-schuifdeksel