

DTD 2
Opvangschaal
voor het veilig plaatsen van reinigingsmiddelreservoirs.

EAN: 4002515933695 / Materiaalnummer: 10695460 / Oud Materiaalnummer: 61910001D



Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	62
Buitenmaat, nettobreedte in mm	262
Buitenmaat, nettodiepte in mm	420
Buitenmaat, brutohoogte in mm	74
Buitenmaat, brutobreedte in mm	327
Buitenmaat, brutodiepte in mm	463
Brutogewicht in kg	1

- Biedt ruimte voor 2 reinigingsmiddelreservoirs
- Stabiliteit voor jerrycans van 5 en 10 l van de ProCare-series
- Optimale restafvoer van de mediareervoirs dankzij kantelhoek
- Geschikt voor gebruik in een kast ernaast