

A 818

Spoelhulsdopje

voor optimale fixatie van de instrumenten bij gebruik van de spoelhuls.



- Verpakkingseenheid met 12 doppen
- Per toepassing aan te passen opening

EAN: 4002516100119 / Materiaalnummer: 10706620 / Oud Materiaalnummer: 69681800D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	20
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	20
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03