

E 499-5pc

Spoelsysteem

voor het optimaal plaatsen van zuig-, spoel- en Verres-canules – VPES: 5 stuks.



- Verschillende aansluitingen mogelijk bij zuig- en spoelcanules
- Compatibel met beladwagen voor inspuiters
- Verpakkingseenheid met 5 houders

EAN: 4002515941317 / Materiaalnummer: 10707520 / Oud Materiaalnummer: 69549905D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	100
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70
Buitenmaat, brutodiepte in mm	155
Diameter in mm	23
Nettogewicht in kg	3,00
Brutogewicht in kg	3,50