

ProCare Shine 40 GC - 1 l

Glansspoelmiddel, 1 l

met EU-ecolabel voor het naspoelen van serviesgoed, bestek en glazen.



- Voorzien van het EU-ecolabel
- Bevat eenvoudig biologisch afbreekbare tensiden en citroenzuur
- Voor een optimaal naspoelresultaat, schuimreducerende werking
- Voor gebruik in professionele vaatwassers
- Vloeib. concentraat, aanbev. dosering: 0,02–0,04% (0,2–0,4 ml/l)

EAN: 4002515946930 / Materiaalnummer: 10714970 /  
Oud Materiaalnummer: 61915601EU1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Afwasautomaten ProfilLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	6,5-7,0
Aanbevolen waterbereik in mmol/l	0-0,53
Producteigenschappen	
Mediatype	Naglansmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Complexvormers zonder fosfaat, Oppervl. actieve stof (Tenside), Citroenzuur
Geschikt voor glazen	•
Geschikt voor bestek	•
Geschikt voor kunststof	•
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor porselein/aardewerk	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor zilver	•
Niet schadelijk voor decoraties	•
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Verbeterd en verkort het droogproces	•
Afvalwaterneutraal	•
Schuimdempend	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	267
Buitenmaat, nettobreedte in mm	77
Buitenmaat, nettodiepte in mm	77
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
EU-Ecolabel	•
Controlenummers	
EU-ecolabel: DE/038/066	•