

A 819
 Spoelhuls
 voor de optimale reiniging van holle instrumenten.

EAN: 4002515990278 / Materiaalnummer: 10721750 / Oud Materiaalnummer: 68681900D



- Bijv. voor magnetostrictieve ultrasoontips, zoals Cavitron
- Binnenmaat 108 mm
- Inclusief dop met een opening van Ø 10 mm
- Met bevestigingsklem

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Echotips [Aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	100
Buitenmaat, nettodiepte in mm	114
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02