

A 830

Inzet

voor het optimale plaatsen van de werkuiteinden van demonteerbare mondspiegels.



- Voor gebruik in inzet E 337/1
- 3 vakken Ø 8 mm, 14 vakken 10 x 19 mm, 2 vakken 8 x 19 mm
- Handgrepen van mondspiegelsin vakken van de E 337/1 instelbaar

EAN: 4002516125334 / Materiaalnummer: 10730400 /  
Oud Materiaalnummer: 68683000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor tandheekkundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Aantal vakken	16
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	49
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148
Buitenmaat, nettodiepte in mm	11
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01