

A 830

Inzet

voor het optimale plaatsen van de werkuiteinden van demonteerbare mondspiegels.



- Voor gebruik in inzet E 337/1
- 3 vakken Ø 8 mm, 14 vakken 10 x 19 mm, 2 vakken 8 x 19 mm
- Handgrepen van mondspiegels in vakken van de E 337/1 instelbaar

EAN: 4002516125334 / Materiaalnummer: 10730400 / Oud Materiaalnummer: 68683000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Aantal vakken	16
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	49
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148
Buitenmaat, nettodiepte in mm	11
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01