


A 105/1

Bovenrek

in hoogte verstelbaar, geen inspuitsers, voor het plaatsen van instrumenten.



- Rechterkant: 22 injectorplaatsen
- Linkerzijde voor het plaatsen van inzetten
- Actieve binnendroging van holle instrumenten
- Actieve binnendroging van hand- en hoekstukken
- Filterbuis A 800 is te gebruiken in beide injectoreenheden

EAN: 4002515941157 / Materiaalnummer: 10777260 / Oud Materiaalnummer: 69610501D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	202
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,86
Brutogewicht in kg	5,56
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
A 838 sleutelset [aantal]	1