

SAS 500-1

Filter

Voor het instellen in een gootsteen.



EAN: 4002515947135 / Materiaalnummer: 10789970 / Oud Materiaalnummer: 67820032D

Productcategorisatie	
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Productcategorie	
Tafel/tafeltoebehoren	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	176
Buitenmaat, nettobreedte in mm	459
Buitenmaat, nettodiepte in mm	359
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	2,50
Brutogewicht in kg	3,70