

TC 1150

Bekleding bovenbouw

voor 1150 mm brede apparaten zonder dampcondensator of droogaggregaat.

EAN: 4002515992128 / Materiaalnummer: 10880750 / Oud Materiaalnummer: 69252004D



- Inclusief afsluitbare servicedeur
- Front tot plafond moet op locatie worden gemaakt

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Afdekking	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1002
Buitenmaat, nettobreedte in mm	835
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1002
Buitenmaat, brutobreedte in mm	835
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	60,13
Brutogewicht in kg	75,13