

DS 5

Membraandoseerpomp

voor 5 l-reservoirs voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.



- Voor het achteraf inbouwen van extra doseerpompen
- Voor het doseren van reinigings-, naspoel-, neutralisatiemiddelen
- Incl. zuiglans voor reservoirs van 5 l
- Leveringsomvang: doseerpomp, -lans -volumeregeling en slangen

EAN: 4002515992234 / Materiaalnummer: 10880860 /

Oud Materiaalnummer: 69249001D

#### Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

#### Accessoires bij apparatuur

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

#### Productcategorie

Doseersysteem •

#### Standaard elektrische aansluiting

AC/DC

DC

Spanning in V

24

Totale aansluitwaarde in kW

0,01

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

160

Buitenmaat, brutobreedte in mm

200

Buitenmaat, brutodiepte in mm

475

Nettogewicht in kg

0,68

Brutogewicht in kg

1,05