

DS 5

Membraandoseerpomp

voor 5 l-reservoirs voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.



- Voor het achteraf inbouwen van extra doseerpompen
- Voor het doseren van reinigings-, naspoel-, neutralisatiemiddelen
- Incl. zuiglans voor reservoirs van 5 l
- Leveringsomvang: doseerpomp, -lans -volumeregeling en slangen

EAN: 4002515992234 / Materiaalnummer: 10880860 / Oud Materiaalnummer: 69249001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
AC/DC	DC
Spanning in V	24
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	0,68
Brutogewicht in kg	1,05