

DS 10

Membraandoseerpomp

voor 10 l-reservoirs voor het doseren van vloeibare reinigingsmiddelen.



- Voor het achteraf inbouwen van extra doseerpompen
- Voor het doseren van reinigings-, naspoel-, neutralisatiemiddelen
- Incl. zuiglans voor reservoirs van 10 l
- Leveromvang: doseerpomp, -lans -volumeregeling en slangen

EAN: 4002515992241 / Materiaalnummer: 10880870 / Oud Materiaalnummer: 69249101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Standaard elektrische aansluiting	
AC/DC	DC
Spanning in V	24
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	1,05
Brutogewicht in kg	1,25