

CM/1

Conductivity Meter

voor meting geleidbaarheid en indicatie vervangen van patronen.

EAN: 4002516057420 / Materiaalnummer: 10889920 / Oud Materiaalnummer: 69450002D



- Geschikt voor patronen voor volledige demineralisatie
- Optische en akoestische aanduiding voor vervangen patronen
- 10 schakelpunten in meetbereik 0 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Eénregelig display, aansluiting op externe LED mogelijk
- Inclusief wandhouder en stekker

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart

CM/1

Conductivity Meter

voor meting geleidbaarheid en indicatie vervangen van patronen.

EAN: 4002516057420 / Materiaalnummer: 10889920 / Oud Materiaalnummer: 69450002D



Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	125
Buitenmaat, nettodiepte in mm	52
Buitenmaat, brutohoogte in mm	155
Buitenmaat, brutobreedte in mm	310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	1,56
Brutogewicht in kg	2,16