

SC

Dampcondensator

voor optimaal ontvochten en koelen van de luchtafvoer.



- Alleen te gebruiken in combinatie met droogaggregaat
- Mogelijkheid voor aansluiten aan koelwatercircuit op locatie

EAN: 4002516024323 / Materiaalnummer: 10928990 / Oud Materiaalnummer: 69251300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	770
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Nettogewicht in kg	14,00
Brutogewicht in kg	135,00
Normen, keur- en kenmerken	
UL	•