

PR
Inbouwprotocolprinter
voor het afdrukken van procesprotocollen.



EAN: 4002516024040 / Materiaalnummer: 10931290 / Oud Materiaalnummer: 69247003D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8617	•
Producteigenschappen	
Kleur	Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	95
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	291
Nettogewicht in kg	0,92
Brutogewicht in kg	2,50