

FP 900

Sokkel

inclusief lekbak en openingen voor afvoerinstallaties.



- Geschikt voor apparaten met 2 deuren met een breedte van 900 mm
- Lijst met ingebouwde opvangschaal van roestvrij staal
- Geschikt voor apparaten met afvoerklep of afvoerpomp

EAN: 4002516031925 / Materiaalnummer: 10941870 / Oud Materiaalnummer: 69253005D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 8616	•
<b>Productcategorie</b>	
Inbouw/sokkel	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	900
Buitenmaat, nettodiepte in mm	990
Buitenmaat, brutohoogte in mm	161
Buitenmaat, brutobreedte in mm	935
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	25,20
Brutogewicht in kg	36,30