


A 601

Gebruik

voor het toevoegen van een extra niveau in de wagen A 501.



- • Zonder sproeiarm

EAN: 4002516050513 / Materiaalnummer: 10973970 / Oud Materiaalnummer: 69660101D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetrekken/overige modules	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	2
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	33
Buitenmaat, nettobreedte in mm	590
Buitenmaat, nettodiepte in mm	775
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	790
Nettogewicht in kg	2,12
Brutogewicht in kg	2,96