

A 612

Module

voor een optimale behandeling van laboratoriumglaswerk met een groot volume.



- Individueel uit te rusten met injectoren
- Geschikt voor laboratoriumflessen 2–10 l, rondkolf 2–6 l
- Geschikt voor erlenmeyers 2–5 l, meetkolf 2–5 l
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516063353 / Materiaalnummer: 10999050 / Oud Materiaalnummer: 69661200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Groot laboratoriumglaswerk [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	221
Buitenmaat, nettobreedte in mm	253
Buitenmaat, nettodiepte in mm	608
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	635
Nettogewicht in kg	3,60
Brutogewicht in kg	4,40