

A 622

Module

voor een optimale behandeling van laboratoriumglas met 36 injectorplaatsen.



- Individueel uit te rusten met max. 36 inspuisers
- Te gebruiken in de wagen A 503
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516063414 / Materiaalnummer: 10999120 / Oud Materiaalnummer: 69662200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	36
Flessen [aantal]	36
Rondkolven [aantal]	36
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	113
Buitenmaat, nettobreedte in mm	204
Buitenmaat, nettodiepte in mm	608
Buitenmaat, brutohoogte in mm	145
Buitenmaat, brutobreedte in mm	220
Buitenmaat, brutodiepte in mm	625
Nettogewicht in kg	1,42
Brutogewicht in kg	2,53