

APWD 083

Inzet

voor optimale behandeling en desinfectie van het spoelgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516065937 / Materiaalnummer: 11013520 / Oud Materiaalnummer: 68508300D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzetrek voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	320
Buitenmaat, nettobreedte in mm	375
Buitenmaat, nettodiepte in mm	310
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	305
Buitenmaat, brutodiepte in mm	395
Nettogewicht in kg	1,39
Brutogewicht in kg	2,13