


APWD 093

Inzet

voor optimale behandeling en desinfectie van het spoelgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066033 / Materiaalnummer: 11013620 / Oud Materiaalnummer: 68509300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PWD 8545	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzetrek voor bedpannen en urineflessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
<b>Capaciteit</b>	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	325
Buitenmaat, nettobreedte in mm	395
Buitenmaat, nettodiepte in mm	390
Buitenmaat, brutohoogte in mm	348
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	506
Nettogewicht in kg	1,91
Brutogewicht in kg	3,38