


APWD 094

Inzet

voor optimale behandeling en desinfectie van het spoelgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066040 / Materiaalnummer: 11013630 / Oud Materiaalnummer: 68509400D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzetrek voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	325
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	400
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	1,82
Brutogewicht in kg	3,55