


APWD 099

Inzet

voor optimale behandeling en desinfectie van het spoelgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066088 / Materiaalnummer: 11013670 / Oud Materiaalnummer: 68509900D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzetrek voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van stoelemmers	•
Herverwerking van wasbakken	•
Herverwerking van opvangbakken	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	150
Buitenmaat, nettobreedte in mm	420
Buitenmaat, nettodiepte in mm	300
Buitenmaat, brutohoogte in mm	195
Buitenmaat, brutobreedte in mm	285
Buitenmaat, brutodiepte in mm	410
Nettogewicht in kg	0,70
Brutogewicht in kg	1,56