

APWD 108

Inzet

voor optimale behandeling en desinfectie van het spoelgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066156 / Materiaalnummer: 11013710 / Oud Materiaalnummer: 68510800D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8549	•
Productcategorie	
Inzetrek voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	2
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	330
Buitenmaat, nettobreedte in mm	435
Buitenmaat, nettodiepte in mm	410
Buitenmaat, brutohoogte in mm	365
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	2,10
Brutogewicht in kg	2,10