

E 518

Siliconen slang

voor het koppelen van spoelgoed, lengte 300 mm.



- Lengte 300 mm
- Verpakkingseenheid met 4 siliconenslangen

EAN: 4002516087076 / Materiaalnummer: 11015260 / Oud Materiaalnummer: 69751800D

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Silicone
Kleur	Roestvast staal, Transparant
Toepassing	
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettodiepte in mm	300
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Diameter in mm	8
Nettogewicht in kg	0,06
Brutogewicht in kg	0,06