


APWD 060

Rek

voor optimaal plaatsen van verschillende inzetten en zeefschalen.



- Beladingshoogte 230 mm, -breedte 370 mm, -diepte 395 mm
- Een diepte van slechts 370 mm is beschikbaar dicht bij rekkoppeling over 50 mm

EAN: 4002516066644 / Materiaalnummer: 11017140 /
Oud Materiaalnummer: 68406000D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Ander rek	•
Toepassing	
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	85
Buitenmaat, nettobreedte in mm	395
Buitenmaat, nettodiepte in mm	469
Buitenmaat, brutohoogte in mm	262
Buitenmaat, brutobreedte in mm	408
Buitenmaat, brutodiepte in mm	512
Nettogewicht in kg	1,42
Brutogewicht in kg	2,92