


APWD 061

Rek

voor optimaal plaatsen van handstukken en verschillende inzetten en zeefschalen.



- Uitgerust met 6 houders voor hand- en hoekstukken en turbines
- Uitgerust met 6 injectors Ø 3,8 mm x 15 mm voor zuigers
- Actieve binnendroging van hand- en hoekstukken
- Beladingsafmetingen H 230, B 320, D 395 mm

EAN: 4002516066651 / Materiaalnummer: 11017150 / Oud Materiaalnummer: 68406100D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	6
Holle instrumenten [aantal]	6
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	85
Buitenmaat, nettobreedte in mm	395
Buitenmaat, nettodiepte in mm	469
Buitenmaat, brutohoogte in mm	262
Buitenmaat, brutobreedte in mm	408
Buitenmaat, brutodiepte in mm	512
Nettogewicht in kg	2,18
Brutogewicht in kg	3,68