

APWD 063

Inzet

voor optimaal plaatsen van tot 8 bladen/trays of cassettes.



- Uitgerust met 9 houders, afstand 40 mm

EAN: 4002516066675 / Materiaalnummer: 11017170 / Oud Materiaalnummer: 68406300D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Capaciteit	
Trays/dienbladen [aantal]	8
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	103
Buitenmaat, nettodiepte in mm	389
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	222
Buitenmaat, brutodiepte in mm	556
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	1,09