


APWD 064

Afsluitdop

voor optimaal behandelen van hand- en hoekstukken.



EAN: 4002516066682 / Materiaalnummer: 11017180 / Oud Materiaalnummer: 68406400D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	2
Buitenmaat, nettobreedte in mm	2
Buitenmaat, nettodiepte in mm	2
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01