


APWD 069

Filter

voor het behandelen van hand- en hoekstukken met de houder APWD 068



- Om blokkades door kleine deeltjes te voorkomen
- Roestvrij staal, voor hergebruik bedoeld

EAN: 4002516066743 / Materiaalnummer: 11017220 / Oud Materiaalnummer: 68406900D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Filter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	3
Buitenmaat, nettodiepte in mm	3
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00