


A 623
Module
voor het optimaal plaatsen van meetcilinders.



- Uitgerust met 4 sproeiers
- Voor maatcilinder met 1–2 l capaciteit
- Draaibare steunen voor eenvoudige bediening

EAN: 4002516071440 / Materiaalnummer: 11025560 / Oud Materiaalnummer: 69662300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzet/module voor meetcilinders	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Capaciteit	
Maatcilinders [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	437
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	608
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Brutogewicht in kg	7,80