

A 846

Inspuiter

met steun, voor het reinigen van laboratoriumflessen en rondkolf.



- Voor laboratoriumflessen tot 10 l en rondbodemkolven tot 6 l
- Lengte inspuiter: 127 mm, lengte inspuiter met houder: 158 mm
- Ø sproeier: 10 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516071464 / Materiaalnummer: 11025590 / Oud Materiaalnummer: 69684600D

| Productcategorisatie  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | •                                  |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                                  |
| Accessoires bij apparatuur                                  |                                    |
| PG 8504   | •                                  |
| PG 8583   | •                                  |
| PG 8583 CD  | •                                  |
| PG 8593   | •                                  |
| PLW 8615  | •                                  |
| PLW 8616  | •                                  |
| PLW 8617  | •                                  |
| PLW 7111  | •                                  |
| Productcategorie  |                                    |
| Inspuiter   | •                                  |
| Producteigenschappen  |                                    |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Rubber, Kunststof |
| Kleur   | Roestvast staal, Zwart, grijs      |
| Toepassing  |                                    |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                      | •                                  |
| Afmetingen en gewicht                                       |                                    |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 158                                |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 110                                |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 110                                |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 160                                |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 145                                |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 265                                |
| Nettogewicht in kg  | 0,23                               |
| Brutogewicht in kg  | 0,37                               |