

A 846

Inspuiter

met steun, voor het reinigen van laboratoriumflessen en rondkolf.



- Voor laboratoriumflessen tot 10 l en rondbodemkolven tot 6 l
- Lengte inspuiter: 127 mm, lengte inspuiter met houder: 158 mm
- Ø sproeier: 10 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516071464 / Materiaalnummer: 11025590 / Oud Materiaalnummer: 69684600D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, null, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, grijs
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	158
Buitenmaat, nettobreedte in mm	110
Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	145
Buitenmaat, brutodiepte in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Brutogewicht in kg	0,37