

A 847  
 Inspuiter  
 met steun voor het reinigen van erlenmeyers.



- Voor erlenmeyers tot 5 l
- Lengte sproeier: 127 mm
- Ø inspuiters: 10 mm, Ø van de steun: 142 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516071471 / Materiaalnummer: 11025600 / Oud Materiaalnummer: 69684700D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	170
Buitenmaat, nettobreedte in mm	249
Buitenmaat, nettodiepte in mm	35
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,27