

A 848
 Inspuiter
 met steun voor het reinigen van maatkolven.



- Voor maatkolven tot 5 l
- Lengte sproeier: 350 mm
- Ø inspuiter: 10 mm, Ø van de steun: 142 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516071488 / Materiaalnummer: 11025610 / Oud Materiaalnummer: 69684800D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	20
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	50
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,53