

Miele Black Edition DECAF 4x250g

BIO Decaf

Perfect voor de bereiding van koffiespecialiteiten zonder cafeïne.

EAN: 4002516100331 / Materiaalnummer: 11029810 /
Oud Materiaalnummer: 29992635EU1



- 100% Arabica – handgeselecteerd, behoedzaam geroosterd voor Miele
- 4 x 250 g hele koffiebonen in Duitsland geroosterd
- Vrijgemaakt van cafeïne door behoedzaam biologisch proces
- Optimaal voor de koffieautomaten van Miele