

A 306/1

Module

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud.



- Geschikt voor 4 1–2 liter meetcilinder hoge vorm
- Geschikt voor 2 1–2 l meetcilinder lage vorm en twee hoge vormen
- Oppervlakte- en contactoppervlakken met rilsan coating
- Meetcilinders kunnen worden verwijderd met module in apparaat
- Max. lengte van de meetcilinder: 500 mm
- Tot maximaal 2 modules in de rekken A 150 en APLW 106 toepasbaar

EAN: 4002516076254 / Materiaalnummer: 11035210 / Oud Materiaalnummer: 69630601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor meetcilinders	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Capaciteit	
Maatcilinders [aantal]	4
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	418
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,10
Brutogewicht in kg	3,10