

A 838

Sleutelset

voor het instellen van de rekhoogtes en montage/demontage van injectoren.



- Set bestaande uit torx- en moersleutel
- Geschikt voor Miele-bovenrekken en -wagens

EAN: 4002516171720 / Materiaalnummer: 11054290 /
Oud Materiaalnummer: 69783800D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsapparaat, klein, tandheelkundig	•
Grote thermodesinfectoren, dentaal	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01